

# ASTOFLO™ PLUS eco

## SANGUE E INFUSÃO MAIS QUENTES

O ASTOFLO™ PLUS eco é o dispositivo de aquecimento universal para todos os produtos sanguíneos e de infusão para blocos operatórios, UTIs e todos os outros departamentos médicos. Os fluidos médicos são aquecidos no perfil elétrico – sem a necessidade de itens descartáveis especiais – no conjunto de infusão padrão e mantidos na temperatura certa até a o paciente. Isso é possível por meio de um processo de vazão a seco. As soluções que foram pré-aquecidas externamente são mantidas quentes até chegarem ao paciente, mesmo em vazões elevadas.



## BENEFÍCIOS E RECURSOS

- Intervalo de temperatura: 33 °C a 43 °C
- Aquecedor controlado por microprocessador
- Exibição digital das temperaturas real e definida
- O perfil de aquecimento elétrico com sensores de temperatura integrados proporciona um aquecimento ideal e precisão da temperatura por meio de um controle dependente da vazão.
- Perfil de aquecimento elétrico controlado por 2 sensores; substituível por linhas de infusão de 4 mm – 5 mm ou 6 mm – 7 mm.

## Perfil de Aquecimento



- Para todos os conjuntos padrão de infusão e sanguíneos com um diâmetro externo de...
  - ~ 4 mm – 5 mm
  - ~ 6 mm – 7 mm
- Para blocos operatórios, UTIs e qualquer departamento de hospital que precise fornecer sangue e fluidos aquecidos.
- Para aquecer as linhas de retorno sanguíneo da diálise e durante hemodiafiltração.
- Disponível nos comprimentos de 180 cm e 240 cm.