

C I N C I N N A T I S U B - Z E R O

Gerenciamento da Temperatura

Blanketrol[®] III

O Blanketrol[®] III oferece a “Tecnologia de Gradiente de Temperatura” programável e pré ajustada para selecionar a variação do gradiente de temperatura. O gradiente pode ser utilizado tanto para resfriar quanto aquecer permitindo uma alteração rápida ou gradual do controle do gerenciamento da temperatura do paciente. Programação simples, controle total da temperatura nas suas mãos. O Blanketrol[®] III, em combinação com o Kool-Kit[®], oferece um método efetivo para um resfriamento completo do corpo do paciente. Esta aplicação permite um resfriamento rápido com baixo custo e fácil utilização.

- Sistema Microprocessado;
Duplo reservatório com 7 ½ litros água;
Aquecedor de 800 watts.
- Possui entrada para 3 colchões, enquanto os concorrentes possuem somente 2 conexões.
- By-pass interno (pré-aquece e pré-esfria com a água na unidade).
- Conectores aprova de erro; Alarmes;
Colchões reutilizáveis (PlastiPad).



Cincinnati Sub-Zero oferece sistemas para gerenciar a temperatura há mais de 45 anos.

CSZ
Cincinnati Sub-Zero

Blanketrol® III

Sistema de Hipo Hipertermia

Código para pedido		
Cat. Nº	Descrição	Quantidade
233	Blanketrol® III	115v ou 230v
USB-127	Blanketrol® III Data Export Software	1
286	9' Extensão Reutilizável (2.7m)	1
Kool-Kits® (deve ser adquirida a extensão 286 para uso com o Kool-Kit e o Blanketrol® III) Descartável		
900	Kool-Kit® (1 veste para cabeça, 1 veste para torax, 1 colchão parte inferior)	5/caixa
910	Kool-Kit® Veste para Cabeça (1 veste para cabeça, 1 colchão parte inferior)	5/caixa
920	Kool-Kit® Veste para o Torax (1 veste para o torax, 1 colchão parte inferior)	5/caixa
950	Kool-Kit® Neonatal (1 colchão Maxi-Therm® Lite, 1 9Fr Sensor de temperatura sem cabo, 1 par luvas rosa, 1 par de luvas azul, 1 par de meias brancas)	5/caixa
Gelli-Roll® (deve ser adquirida a extensão 286 para uso com o Gelli-Roll e o Blanketrol® III) Reutilizável		
195P	Gelli-Roll® - Adulto 186.7cm x 54.6cm x 1.6cm	1
194P	Gelli-Roll® - Pediatrico 79.4cm x 60.3cm x 1.6cm	1
193P	Gelli-Roll® - Infantil 50.8cm x 33cm x 1.6cm	1
Maxi-Therm® Lite Colchões Descartáveis (Deve ser adquirida a extensão 286 para usar com o Blanketrol® III)		
876	Maxi-Therm® Lite - Adulto 162.6cm x 63.5cm	10/caixa
874	Maxi-Therm® Lite - Pediatrico 83.8cm x 63.5cm	10/caixa
873	Maxi-Therm® Lite - Infantil 45.7cm x 31.8cm	10/caixa
Maxi-Therm® Colchões Descartáveis (Deve ser adquirida a extensão 286 para uso com o Blanketrol® III)		
276	Maxi-Therm® - Adulto 152.4cm x 61cm	5/caixa
274	Maxi-Therm® - Pediatrico 76.2cm x 55.9cm	5/caixa
273	Maxi-Therm® - Infantil 45.7cm x 30.5cm	5/caixa
PlastiPad® - Colchões Reutilizáveis (Todos os colchões já vem com mangueira de 2,7m)		
196	PlastiPad® - Adulto 152.4cm x 61cm	1
194	PlastiPad® - Pediatrico 76.2cm x 55.9cm	1
193	PlastiPad® - Infantil 45.7cm x 30.5cm	1
Tri-Matic Acessórios para teste		
TFRW	Tri-Matic - Para teste da temperatura, Fluxo e Resistência	1
TM6	Mangueira de Conexão	1
TM4A	Cabo Extensor de Temperatura	1
Sensores de Temperatura - YSI 400 Series		
401	Sensor Adulto Esofágico/Retal	1
402	Sensor Infantil Esofágico/Retal	1
408	Sensor Superficial de Pele	1
Steri-Probes® - Sensores Descartáveis de Temperatura		
491B	Esofágico/Retal	20/caixa
499B	Superficial Para Pele	20/caixa
4900B	Cabo Extensor Reusável	1

Especificações do Produto:

Dimensões:

43.2cm x 43.2cm x 95.3cm

Peso:

59.4kg

Temperatura da Água:

4°C - 42°C

Temperatura do Paciente:

30°C - 40°C

Controle de Temperatura da Água alto:

42°C

Controle de Temperatura da Água baixo:

4°C

Segurança Corte Primário:

44.6°C ± 2°C

Segurança Corte Secundário:

46°C ± 2°C

Fluxo de Água no Sistema:

159 L/h (115v)

136.3 L/h (230v)



EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Fone: (+55 51) 3231 3415

www.artmedical.net

Rua Domingos Crescêncio, 394 - 2º Andar
CEP: 90650-090 | Porto Alegre | RS | Brasil

Email: artmedical@artmedical.net

REG. ANVISA: 80117580192