



CM1200A

Eletrocardiógrafo de 12 Canais



Tela Touch-Screen Colorida de 8.4 Polegadas



Teclado Alfanumérico



Alça Escondida




Memória para até 300 exames
USB para transmissão de dados
Software PC-ECG (Opcional)
Suporta impressora externa

Características

- Tela touch-screen colorida de 8.4 polegadas
- Operação e informações em múltiplos idiomas
- Aquisição de 12 derivações simultâneas
- Modos Manual/Automático/Rítmico selecionáveis
- Visualização prévia da impressão
- Interpretação automática em português
- Edição do relatório de diagnóstico
- Proteção contra desfibrilador
- Detector de marca-passo
- Fonte de energia AC/DC, bateria integrada com duração de até 4 horas de uso contínuo
- Revisão e armazenagem de até 300 exames, capacidade para aumentar a memória via USB
- Suporta papéis 210mm, 216mm rolo ou sanfonado
- Grade-Net na tela para facilitar a visualização

Relatório Profissional



12x1 + Modelo Usual + Análise Automática

CM1200A

Eletrocardiógrafo de 12 Canais

Especificações Técnicas¹

Circuito Interno	Proteção contra desfibrilação integrada
Derivações	12 derivações padrão
Modo de Aquisição	12 derivações simultâneas
Conversor A/D	24 bits
Faixa de Medição	±5mVpp
Frequência de Resposta	0.05-150Hz
Sensibilidade	2.5, 5, 10, 20mm/mV
Anti Desvio da Linha de Base	Automático
Filtros	Filtro EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/OFF Filtro DFT: 0.05/0.1/0.2/0.5Hz Filtro Passa-Baixo: 150Hz/100Hz/75Hz Filtro AC: 50Hz/60Hz/OFF
Modo de Gravação	Auto: 3CH, 3CH+1R, 1CH, 1CH+1R Manual: 3CH, 1CH Rítmica: Derivação de ritmo único
Derivação Rítmica	Qualquer derivação selecionável
Alimentação	AC: 100V-150V / 220-240V, 50/60Hz
Bateria	Bateria Lithium-Íon recarregável 4000mA 4 horas de uso contínuo
Gravação	Impressora térmica, Impressora externa
Formatos de Impressão	3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 12x1+R
Estilo do Papel	Rolo 210mm x 30m, 216mm x 30m ou Sanfonado A4
Velocidade do Papel	5mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s(±2%)
Ganho de Amplitude	AGC, 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/V, 20mm/V, 10/5mm/mV, 20/10mm/mV
Dimensões	410mm x 316mm x 134mm
Peso	5.2 kg
Display	Touch-Screen Colorido de 8.4 Polegadas
Interface de Comunicação	2 conexões USB para transmissão de dados Interface de rede Ethernet RJ45, FTP data upload Software para central de monitoramento ECG (Opcional) Protocolo HL7, Sistema HIS & PACS.
Acessórios Básicos	Cabo paciente de 10 vias Cabo de força tripolar ABNT Manual em português 06 Pêras precordiais adulto 04 Clipes adulto para extremidades 01 Rolo de papel térmico 216mm x 30m 01 Tubo de gel para ECG 100g

¹ As especificações técnicas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Add: Floor 7, Block 5, 4th Industrial Park of Nanyou, Nanshan District, Shenzhen 518052, China
Tel: +86-755-2640 8879 2641 9446 Fax: +86-755-2643 1232
Website: www.szcomen.com E-mail: info@szcomen.com


COMEN

Share With The World.

Interface



Múltiplos Tipos de Impressão



Modos de Impressão: 12x1, 6x2+1R, 3x4+1R, análise automática



REG. ANVISA: 80047300498

Distribuído por:

ARTMEDICAL

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Rua Domingos Crescêncio, 394 - 2º Andar
CEP: 90650-090 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (+55 51) 3231 3415
Fax: (+55 51) 3231 5741
Email: artmedical@artmedical.net
Website: www.artmedical.net

