

COMEN

— Share With The World. —



CM300A

Eletrocardiógrafo de 3 Canais

- Display LCD monocromático de 320 x 240
- 12 derivações simultâneas
- Impressora térmica integrada
- Bateria de Lithium-Ion integrada, com 4 horas de uso contínuo
- Proteção contra desfibrilador e detecção de marcapasso
- Medidas e interpretação automática do ECG em português
- Filtros digitais completos e ajuste automático da linha de base
- Armazenamento para 150 exames
- 3 formatos de impressão (automático, manual e rítmico)
- Conexão USB para transferência de dados
- Diagrama de status das derivações

CE 0434



CM300A

Eletrocardiógrafo de 3 Canais

COMEN

Share With The World.

Especificações Técnicas¹

- Display: 320 x 240 LCD
- Dimensões: 320mm x 280mm x 75mm
- Peso: 2.2 Kg
- Proteção contra desfibrilação integrada
- Aquisição de 12 derivações simultâneas
- Medidas e interpretação automática de ECG em português
- Conversor A/D: 12 bits
- Faixa de Medição: $\pm 5\text{mVpp}$
- Frequência de Resposta: 0.05-150Hz
- Sensibilidade: 2.5, 5, 10, 20mm/mV
- Ajuste automático da linha de base
- Filtro EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/OFF
- Filtro DFT: 0.05/0.1/0.2/0.5Hz
- Filtro Passa-Baixo: 150Hz/100Hz/75Hz
- Filtro AC: 50Hz/60Hz/OFF
- Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico
- Alimentação de Energia: AC: 100V-150V / 220-240V, 50/60Hz
- Bateria interna recarregável com duração de 2 horas de uso contínuo.
- Impressora térmica com suporte a papéis em rolo 80mm
- Velocidade do Papel: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s
- Conexão USB para transmissão de dados
- Interface de Rede Ethernet para conexão ao computador (Opcional)
- Software para central de monitoramento ECG (Opcional)



REG. ANVISA: 80047300498

Acessórios Básicos

- Cabo paciente de 10 vias
- Cabo de força tripolar ABNT
- Manual em português
- 06 Pêras precordiais adulto
- 04 Clipes adulto para extremidades
- 01 papel térmico 80mm x 30m
- 01 Tubo de gel para ECG 100g

Distribuído por:



Rua Domingos Crescêncio, 394 - 2º Andar
CEP: 90650-090 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (+55 51) 3231 3415
Fax: (+55 51) 3231 5741
Email: artmedical@artmedical.net
Website: www.artmedical.net

¹ As especificações técnicas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.



Leve, compacto e portátil



Display com interface simples, fácil de operar



Relatório de diagnóstico automático




Diagrama de status das derivações

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Add: Floor 7, Block 5, 4th Industrial Park of Nanyou, Nanshan District, Shenzhen 518052, China
Tel: +86-755-2640 8879 2641 9446 Fax: +86-755-2643 1232
Website: www.szcomen.com E-mail: info@szcomen.com