

CM600

Eletrocardiógrafo de 6 Canais

- Tela colorida TFT 5.7 polegadas
- Suporta derivações 6x2, 3x4 e rítmicas na tela
- Diagrama de status das derivações
- Proteção contra desfibrilador
- Detector de marca-passo
- 12 derivações simultâneas



Cabo ECG Porta Serial USB Cartão SD PC Ethernet

- Memória interna de até 300 exames
- Transmissão de dados para o PC via Ethernet
- Porta USB para colocar ou salvar dados de ECG
- Bateria de Lítio recarregável interna, com até 2 horas de uso contínuo



Design Portátil e Leve



Teclado Alfanumérico
Com Iluminação




Diagrama de Status das Derivações

Impressão

- Papel em Rolo ou Sanfonado 110mm
- Formato de Impressão: 6 x 2, 6 x 2+1R, 3 x 4, 3 x 4+1R, 3 x 4+3R para diferentes necessidades
- Medidas e interpretação automáticos
- Modos Manual/Automático/Rítmico selecionáveis



Interpretação
Modelo de formas de onda média



Gravação Rítmica
Uma derivação ou três derivações selecionáveis



12 formas de onda ECG
Vários formatos de impressão para atender diferentes necessidades

CM600

Eletrocardiógrafo de 6 Canais

Especificações Técnicas¹

- Display TFT colorido 5.7"
- Dimensões: 310mm x 300mm x 90mm
- Peso: 2.3 kg
- Potência: 110/220VAC, 50/60Hz
- Conversor A/D: 12 bits
- Frequência de resposta: 0.05-150Hz
- Filtro AC: 50Hz e 60Hz
- Filtro EMG : 25Hz, 35Hz,45Hz
- Filtro de movimento: 0.05Hz, 0.10Hz, 0.2Hz, 0.5Hz
- Filtro passa-baixo: 150Hz, 100Hz, 75Hz
- Ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 10/5mm/mV, 20/10mm/mV e automático
- Velocidade de impressão: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s e 50 mm/s
- Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm
- Aquisição de 12 derivações ECG simultâneas
- Impressão em 03, 04 e 06 canais
- Formato de impressão: 6 x 2, 6 x 2+1R, 3 x 4, 3 x 4+1R, 3 x 4+3R
- Bateria interna recarregável de Lithium-Ion com duração de 4 horas de uso contínuo.
- Teclado alfanumérico
- Ajuste automático da linha de base
- Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico
- Impressora térmica com suporte a papéis em rolo ou sanfonado 110mm
- Proteção contra desfibrilador
- Detecção de marcapasso
- Beep QRS
- Medidas e interpretação automática de ECG
- Diagrama que mostra a conectividade dos eletrodos com o paciente
- Sistema inteligente de calibração da impressora
- Análise de 122 tipos de arritmias
- Análise pelo código de Minnessota
- Memória com capacidade de armazenamento para 300 exames
- Conexões USB e cartão SD para transferência de dados
- Interface de comunicação Ethernet
- Software para central de monitoramento ECG(Opcional)

¹ As especificações técnicas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Add: Floor 7, Block 5, 4th Industrial Park of Nanyou, Nanshan District, Shenzhen 518052, China
Tel: +86-755-2640 8879 2641 9446 Fax: +86-755-2643 1232
Website: www.szcomen.com E-mail: info@szcomen.com

COMEN

— Share With The World. —

Acessórios Básicos

- Cabo paciente de 10 vias
- Cabo de força tripolar ABNT
- Manual em português
- 06 Pêras precordiais adulto
- 04 Clipes adulto para extremidades
- 01 Pacote de papel térmico 140mm x 108mm
- 01 Tubo de gel para ECG 100g



REG. ANVISA: 80047300498

Distribuído por:


ARTMEDICAL
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Rua Domingos Crescêncio, 394 - 2º Andar
CEP: 90650-090 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (+55 51) 3231 3415
Fax: (+55 51) 3231 5741
Email: artmedical@artmedical.net
Website: www.artmedical.net

CE 0434

