


Colchões para Hipo-Hipertermia

PlastiPad[®]

Os colchões reusáveis PlastiPad[®] são feitos de uretano durável. Esses colchões podem resistir muito tempo de utilização, desde que haja cuidado no seu manejo. Esse colchão tem uma superfície não porosa, promovendo maior facilidade para limpar sangue, terra, e/ou restos.

O colchão Plasti-Pad[®] utiliza um padrão de fluxo aleatório para uma distribuição uniforme da água, produzindo uma circulação rápida e eficiente por todo o colchão para promover uma terapia eficiente ao paciente.



- Pode ser usado para aquecer ou resfriar o paciente
- Fácil de limpar
- Possui uma mangueira conectada permanentemente, otimizando o tempo de ajustes
- Disponível em 3 tamanhos diferentes.




Cincinnati Sub-Zero vem controlando a temperatura do seu paciente a mais de 45 anos.

PlastiPad®

Colchão de Hipo-Hipertermia Durável e Reutilizável

Referências		
Código	Descrição	Quantidade
196	PlastiPad® - Adulto 61cm x 152.4cm	un.
194	PlastiPad® - Pediatrico 55.9cm x 76.2cm	un.
193	PlastiPad® - Infantil 30.5cm x 45.7cm	un.
Unidade de Hiper-Hipotermia		
233	Blanketrol® III	115v, 230v
Mangueira de Conexão Reutilizável		
286	Mangueira de Conexão Reutilizável 2.7m	un.



REG. ANVISA: 80117580192

Especificações:

Dimensões:

Adulto
61cm x 152.4cm

Pediatrico
55.9cm x 76.2cm

Infantil
30.5cm x 45.7cm



Fone: (+55 51) 3231 3415
www.artmedical.net

Rua Domingos Crescêncio, 394 - 2º Andar
CEP: 90650-090 | Porto Alegre | RS | Brasil
Email: artmedical@artmedical.net



Phone: 513-772-8810
Toll Free: 800-989-7373
Fax: 513-772-9119

www.cszmedical.com

CE 0344

