



# CM1200B

Eletrocardiógrafo 12 canais



Alça retrátil




Teclado alfanumérico;  
Luz de fundo para o botão.



Memória para 300 exames;  
USB para transmissão de dados;  
Sistema de gerenciamento PC-ECG.

## Relatório Profissional



12X1 + Complexos médios + Análise automática

✓ Display colorido de 5.7" para fácil observação.

✓ Teclado com interface simples, intuitiva e de fácil operação. Botões com luz de fundo.



✓ Sistema de impressão de alta qualidade. Impressão clara e suave.

✓ Design interno modular e de fácil manutenção.

# CM1200B

12-channel Electrocardiograph

# COMEN

Share With The World.

## Características

- Display colorido de 5.7";
- Indicação de status das derivações;
- Teclado com layout simples e intuitivo com luz de fundo;
- Suporte de memória interna para até 300 exames;
- Filtro digital de alta precisão (Filtro EMG, Filtro AC, Filtro Drift, Filtro Lowpass).
- Laudo interpretativo em português.
- 120 segundos de amostragem de ECG, revisão e impressão;
- Suporte para papel 210mm rolo e sanfonado;
- Porta USB para transmissão de dados;
- Sistema de gerenciamento PC-ECG;
- Modos de operação: Automático, Manual e Ritmo.

## Interface



## Vários modos de impressão



Modos de impressão: 12X1, 6X2+1R, 3X4+1R, auto análise



# CM1200B

Eletrocardiógrafo 12 canais

**Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.**

Add: Floor 7, Block 5, 4th Industrial Park of Nanyou, Nanshan District, Shenzhen 518052, China

Tel: +86-755-2640 8879 2641 9446 Fax: +86-755-2643 1232

Website: [www.szcomen.com](http://www.szcomen.com) E-mail: [info@szcomen.com](mailto:info@szcomen.com)

Reg. ANVISA: 80047300498

CE 0434

